

Tonometro Computerizzato

CT-800



 **TOPCON®**

CT-800

TONOMETRO COMPUTERIZZATO

Semplice nell'uso

Topcon è orgogliosa di presentare il nuovo CT-800 Tonometro computerizzato che incorpora la più recente tecnologia in design ed ergonomia. lo strumento dispone di un nuovo e luminoso touch screen a colori da 8,5 pollici per controllare le principali funzioni con più facilità. Il funzionamento con joystick motorizzato, e una riduzione del 22% del peso rispetto ai modelli precedenti.

Questo modello offre un soffio morbido per ogni misurazione, il che equivale a meno stress per gli occhi. Topcon è sempre attenta ad offrire il meglio della strumentazione che incorpora la tecnologia di ultima generazione. Affidabilità funzionalità e precisione, sono le peculiarità dei nostri prodotti, suscitando così fiducia nei clienti anche per il futuro.

CARATTERISTICHE

- » Semplice nell'uso
- » Design compatto e moderno
- » Pannello Touchscreen Lcd 8,5 inch
- » Soffio leggero
- » Aggiustamento della tonometria
- » Connessione Lan



ALLINEAMENTO SEMPLICE

Topcon ha realizzato uno strumento più leggero del 22% dal precedente, rendendo lo strumento più maneggevole e semplice. Ciò contribuisce ad un processo di misurazione più fluido e un risultato più accurato.



LEGGERO SOFFIO

Il software controlla il giusto flusso d'aria da emettere su ciascun occhio. Il suo soffio leggero garantisce al paziente meno stress durante la lettura.

VALORE ADJUST CON TONOMETRIA

Il CT-800 è in grado di calcolare il valore della pressione intraoculare corretta in funzione della pachimetria, inserendo manualmente il dato di pachimetria, misurato con altri strumenti.



Rif. valore Adjust abbinato al tono

AMPIO SCHERMO 8,5 TOUCH SCREEN

Il nuovo CT-800 è dotato di un ampio schermo touch screen a colori da 8,5 pollici, di facile lettura che consentono all'operatore il pieno controllo dello strumento.



MODALITÀ IOL

La modalità IOL consente di misurare l'occhio con inserita la IOL.

UN TOCCO PER BLOCCARE IL CARRELLO, SEMPLICE CAMBIO DELLA CARTA E INSERIMENTO DEL COPRI NOZZLE

Il CT-800 è dotato di stampante termica e il rotolo di carta è facilmente inseribile. Al termine della stampa lo scontrino viene automaticamente tagliato. Il copri nozzle, per evitare che vada perso, è facilmente inseribile sul corpo dello strumento.



Specifiche

Pressione oculare	1 a 60 mmHg (1 mm Hg step)
Range di misura	Indicazione Media 1mmHg/0.1 mmHg selezionabile
Modo di misura	1-30 mmHg / 1-60 mmHg
Interfaccia	Monitor a colori WVGA da 8.5" touch screen
Data Transport Terminal	USB (Import), RS232C (Export), LAN (Export)
Dimensioni	317 - 341mm(W) x 521 - 538mm(D) x 437 - 467mm(H)
Peso	14.0 kg
Alimentazione	100-240V AC, 50-60Hz, 30-70VA

Dispositivi collegabili



Contattare Topcon per la configurazione

Dati di Stampa

	2014_02_14		AM 10:37	
	TONO. DATA			
	(R)		(L)	
1	mmHg	ADJ.	mmHg	ADJ.
	17	17	17	17
	16	16	16	16
	17	17	17	17
3	AVG.			
	16.7	16.7	16.7	16.7
4	PACH. DATA			
	(R)	mm	(L)	mm
		0.535		0.532
	TOPCON			

- 1 Valore della tonometria in "mmhg"
- 2 Tono aggiustato con valore della Pachimetria inserito manualmente
- 3 Media delle tonometrie
- 4 Valore della pachimetria inserito manualmente



IMPORTANT

La TOPCON si riserva di porre modifiche nella progettazione e / o le specifiche senza preavviso.

Per ottenere i migliori risultati con questo strumento, si prega di assicurarsi di aver esaminato tutte le istruzioni per l'uso prima del funzionamento

Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145;
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045
E-mail: medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Topcon España S.A.
HEAD OFFICE; Frederic Mompou, 4;
08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain
Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932
E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41;
D-47877 Willich, Germany
Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177
E-mail: med@topcon.de; www.topcon.de

Topcon Ireland
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2
Ballycoolin; Dublin 15, Ireland
Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915
E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie

Topcon Danmark
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Danmark
Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555
E-mail: info@topcondanmark.dk
www.topcondanmark.dk

Topcon Italy
Viale dell' Industria 60;
20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy
Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091
E-mail: info@topcon.it; www.topcon.it

Topcon Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland
Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: +48-(0)32-671-34-05
www.topcon-polska.pl

Topcon Scandinavia A.B.
Neogatatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden
Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249
E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon France
BAT A1; 3 route de la révolte, 93206 Saint Denis Cedex
Phone: +33-(0)1-49212323; Fax: +33-(0)1-49212324
E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon.fr

Topcon (Great Britain) Ltd.
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury
Berkshire RG14 5PX; United Kingdom
Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170
E-mail: medical@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk



TOPCON CORPORATION

75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, Japan.
Phone: 3-3558-2523/2522, Fax: 3-3960-4214, www.topcon.co.jp